

SimPad

Benutzerhandbuch





Verwendungszweck

Inhalt

Das SimPad-System ist ein einfach zu bedienendes Tool mit unterschiedlichen Nutzereinstellungen für die Durchführung medizinischer Simulationstrainings einschließlich Debriefing. Der große, intuitive Touchscreen des SimPad sorgt für eine spielend leichte Steuerung und bietet simulationsbasierte Schulungen – schnell und effizient.

Simulationen lassen sich auf zwei Arten steuern: im Automatikmodus sowie im manuellen Modus.

Dies ermöglicht benutzerdefinierte Simulationen, um ganz spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Das SimPad-System ist mit einer breiten Palette von Laerdal-Produkten kompatibel, u. a. mit Trainingsmodellen, Patientensimulatoren und Task Trainern sowie mit Standardpatienten.

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet die Betriebsanleitungen für folgende Modelle:

- SimPad
- Link Box
- SimPad PLUS
- Link Box PLUS

Die Bezugnahme auf SimPad und Link Box in diesem Benutzerhandbuch umfasst sowohl SimPad PLUS- als auch Link Box PLUS-Modelle, sofern nicht anders angegeben.


Bei den enthaltenen Elementen kann es zu Abweichungen im Aussehen kommen und Änderungen sind vorbehalten.

Verwendungszweck	2
Überblick über SimPad	4
Überblick über Link Box	5
Überblick über SimPad PLUS	6
Überblick über Link Box PLUS	7
SimPad-Setup	8
Link Box-Setup	10
SimPad-Setup	12
SimPad PLUS-Setup	14
SimPad-Setup	16
Link Box-Setup	17
Systemeinstellung	18
Überblick über den Startbildschirm	20
Automatikmodus	21
Manueller Modus	25
QCPR	33
Simulations-Patientenmonitor	38
Optionen – SimPad	41
Optionen – SimPad PLUS	42
Netzwerk	44
Netzwerk – SimPad	46
Netzwerk – SimPad PLUS	47
SimStore	49
Software	51
Töne	52
Laerdal Lithium-Ionen-Akku — SimPad	54
Laerdal Lithium-Ionen-Akku — SimPad PLUS	55
Laerdal Lithium-Ionen-Akku — SimPad	56
Funktionen	57


Weitere Informationen und Zugang zu allen Produkt-Downloads erhalten Sie unter www.laerdal.com/SimPad.

Überblick über SimPad






Vorderansicht




Rückansicht




Status-LED Ein/Aus Sondertaste SimPad PLUS



Vorderansicht



Rückansicht



SimPad-Setup SimPad-Setup

Einschalten







Ein konstant grünes LED-Licht zeigt die Betriebsbereitschaft des Geräts an.

Status-LED



Aus, aber Akku-Ladevorgang läuft: blinkendes gelbes Licht.



Aus, aber Akkus geladen: konstant gelbes Licht.



Starten und herunterfahren: blinkendes grünes Licht.



Ein: konstant grünes Licht.



Akkustand niedrig: blinkendes rotes Licht.



Fehler, Wartung erforderlich: konstant rotes Licht. Wenden Sie sich an Ihre Laerdal-Vertretung vor Ort.

Link Box-Setup

Einschalten





Status-LED

Die Power-LED zeigt auch den Status an.














10

vor Ort.


Erste Inbetriebnahme

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Gerät zu konfigurieren.



Konfiguration

Für die Konfiguration müssen der Simulator, das Trainingsmodell oder der Task Trainer an das SimPad angeschlossen sein.



Hinweis

Diese Einstellungen lassen sich später ändern.

SimPad PLUS-Setup


Erste Inbetriebnahme

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Gerät zu konfigurieren.



Konfiguration

Für die Konfiguration müssen der Simulator, das Trainingsmodell oder der Task Trainer an das SimPad PLUS angeschlossen sein.



SimPad-Setup Link Box-Setup

Ausschalten



SimPad



Antippen, um SimPad und/oder Link Box herunterzufahren

SimPad PLUS



Antippen, um SimPad und/oder Simulator herunterzufahren

WiFi-Verbindung





Systemeinstellung

Verbindung zwischen SimPad und Link Box

Das SimPad kommuniziert mit der Link Box über WiFi.



Wird im SimLink-Standardnetzwerk keine weitere Link Box angezeigt, so stellt das SimPad automatisch eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk her. Diese Verbindung wird gespeichert, sodass sich die Einheiten bei erneutem Einschalten wieder miteinander verbinden. Stehen mehrere Link Boxen/Simulatoren zur Auswahl, wählen Sie die gewünschte Option.

SimPad SimPad PLUS






Überblick über den Startbildschirm


Vorprogrammierte Szenarien im Automatikmodus ausführen Akkustatus. 13:15 Verbindung und Zeit Was möchten Sie tun? Durchführung Protokoll für von Szenarien im das Debriefing manuellen Modus über Log Viewer auswählen Auto-Modus Registrierung und Einstellung von Synchronisierung Display-Helligkeit, mit SimStore Zeit etc.

Die Ansicht des Startbildschirms variiert je nach erworbener Lizenz.

Szenario auswählen




Hier tippen, um detaillierte Szenarieninformationen anzuzeigen




Automatikmodus

Sitzung ausführen




Parameter ändern




Automatikmodus Manueller Modus

Sitzung beenden



Lernfeld auswählen



Hier eingegebene Sitzungsdaten werden dem Protokoll hinzugefügt.



Hier tippen, um die Sitzung zu starten

Manueller Modus Manueller Modus

Parameter ändern





Interventionen registrieren



Hier tippen, um Interventionen des Teilnehmers zu erfassen



Manueller Modus Manueller Modus

Neuen Status für ein bestehendes Lernfeld erstellen



Hier tippen, um das Kreislauf-Menü aufzurufen



Parameter manuell einstellen

Hier tippen, um Werte anzupassen (z. B. Atemfreguenz)



Erweiterte Einstellungen

Hier tippen, um gewünschten Zustand einzustellen



Parameter aus der Liste auswählen

Aktuell geöffneten Status aktualisieren

Neuen Status einem bestehenden Lernfeld hinzufügen

1. Hier tippen, um dem Lernfeld einen neuen Status hinzuzufügen



4. Hier tippen, um den Status unter dem Lernfeld zu speichern Neuer Status ist einsatzbereit



2. Neuen Statusnamen eingeben



3. Bestätigen

Gedrückt halten, um Status anzuordnen



Zum Löschen auf x tippen

Stoppuhr

Hier tippen, um Stoppuhr anzuzeigen und zu aktivieren




QCPR

Protokoll anzeigen



QCPR-Feedback

Wenn an einem CPR-fähigen Trainingsmodell eine CPR ausgeführt wird, gibt das SimPad ein CPR-Feedback in Echtzeit wieder:



OCPR


QCPR-Protokolldatei

Der Debriefing-Modus bietet eine zusätzliche Protokolldatei mit Daten des CPR-Trainings.





QCPR-Zusammenfassung



Kompressionsanalyse im Zeitablauf



CPR-Anwendungen lassen sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Laerdal empfiehlt, Einstellungen in Übereinstimmung mit den ILCOR-Richtlinien zu verwenden.

Ansichtsauswahl




Mit Gesamtbewertung

Ohne Gesamtbewertung

Anschluss eines Simulationspatient-Monitors

Achten Sie darauf, dass der Monitor-PC des Simulationspatienten und das SimPad-System mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Informationen über weitere Netzwerkverbindungen finden Sie im Abschnitt über Netzwerke.



Für den Anschluss der Link Box an den Simulationspatient-Monitor empfiehlt sich eine direkte Netzkabelverbindung, um das WiFi-Datenaufkommen weitestgehend zu reduzieren.

Steuerung des Simulationspatient-Monitors durch den Ausbilder

Wenn der Simulationspatient-Monitor (optionales Element) mit dem SimPad verbunden wird, kann der Ausbilder zwischen der Anzeige der Vitalzeichen wechseln. Navigieren Sie zum manuellen Modus und wählen Sie "Patient Monitor".

Ein- / Ausschalten der angezeigten Kurven auf Patientenmonitor



Zum Menü navigieren und "Patient Monitor" auswählen



Simulations-Patientenmonitor

Patientensimulator: Firmware-Update

Wird eine Link Box mit einem Patientensimulator mit integrierter Firmware verbunden, so erfolgen erforderliche Updates automatisch.

Bei Unterbrechung eines Updates muss das Update erzwungen werden.



Achten Sie auf die korrekte Auswahl des Simulators. Die falsche Wahl des Simulators kann zu Fehlfunktionen führen und eine Wartung erforderlich machen.

SimPad

Navigieren Sie auf der Startseite zu: Systemeinstellungen > Details zur Link Box > Update der Simulator-Firmware erzwingen.

SimPad PLUS

Navigieren Sie auf der Startseite zu: Systemeinstellungen > Details zum Simulator > Update der Simulator-Firmware erzwingen.

Session Viewer

Session Viewer ist eine kostenlose Software-Lösung, mit der sich Ausbilder und Studenten das Debriefing über das SimPad-System anschauen können. Nutzen Sie Session Viewer, um das SimPad-Datenprotokoll zu kommentieren, zu drucken und zu speichern. Der Session Viewer ermöglicht zudem die Audio- und Videoerfassung der mit dem SimPad-Datenprotokoll synchronisierten 1 HD USB-Webkamera.

Besuchen Sie zum Herunterladen www.laerdal.com/downloads

Das SimPad an eine andere Link Box anschließen

Das SimPad lässt sich jeweils nur mit einer Link Box verbinden. Das SimPad wird versuchen, die ursprüngliche Verbindung zur vorhergehenden Link Box herzustellen.



Das SimPad PLUS an eine andere Link Box PLUS anschließen

Das SimPad PLUS lässt sich jeweils nur mit einem Simulator verbinden. Das SimPad PLUS wird versuchen, die ursprüngliche Verbindung zur vorhergehenden Link Box PLUS herzustellen.



Verwendung des SimPad PLUS ohne Link Box PLUS

Das SimPad PLUS kann bei einem Standardpatienten ohne Anschluss an die Link Box PLUS eingesetzt werden.



Bluetooth

Das SimPad PLUS lässt sich auch mit Bluetooth-fähigen Simulatoren verbinden.





Netzwerkverbindung herstellen

Alle SimPad- und Link Box-Modelle werden standardmäßig über SimLink (Ad-hoc-Netzwerk) verbunden.

Es bestehen auch folgende Anschlussmöglichkeiten:

- Verwendung eines Standard-Netzwerkkabels
- Mit Ethernet-Netzwerk über Kabel
- Über WiFi-Netzwerk

Verwendung eines Standard-Netzwerkkabels



Verbindung mit Ethernet-Netzwerk über Kabel



Es ist auch möglich, gleichzeitig mit einem Kabel- und einem WiFi-Netzwerk zu arbeiten. SimPad und Link Box an Netzausgänge anschließen. Das Netzwerk muss über einen DHCP-Dienst verfügen.

SimPad



SimPad PLUS



WiFi-Netzwerkverbindung herstellen





Achten Sie vor dem Anschluss der Link Box an ein anderes WiFi-Netzwerk darauf, dass sie mit dem SimPad über ein Netzwerkkabel verbunden ist.

WiFi-Netzwerkverbindung herstellen





Achten Sie vor dem Anschluss der Link Box PLUS an ein anderes WiFi-Netzwerk darauf, dass sie mit dem SimPad PLUS über ein Netzwerkkabel verbunden ist.

Andere Netzwerkverbindung herstellen



Im SimStore finden Sie fachgerecht geprüfte Inhalte zur Standardisierung Ihres Simulationstrainings. Schöpfen Sie das Potenzial der SimPad-Trainingsmodelle, des Schulungspersonals und der Schüler umfassend aus.

SimStore bietet vorprogrammierte Inhalte, ausgerichtet an klinischen Richtlinien und entwickelt von branchenführenden Experten. Die Reduktion des spontanen Betriebs und der Einsatz vorprogrammierter Szenarien hilft bei der Präsentation realistischer klinischer Begegnungen und erhöht die Bandbreite an Simulationsmaßnahmen.

Besuchen Sie hierzu www.mysimcenter.com,

Beim Besuch von SimStore finden Sie Folgendes:

- Unmittelbaren Online-Zugang zu international validierten Inhalten
- Standardisierte und zur Wiederholung geeignete Trainingsmaßnahmen
- Einfache Suche, Nutzung und einfachen Zahlungsvorgang
- Flexible Einkaufsmöglichkeiten

SimPad im SimStore registrieren

Verbinden Sie das SimPad mit einem Netzwerk, um es online im SimStore zu registrieren. Siehe den Abschnitt über Netzwerke.



Das SimPad kann auch offline registriert werden. Hierzu wird ein Geräteschlüssel erstellt. Registrieren Sie das Gerät über einen PC.



Synchronisierung des SimPad mit SimStore

Nach der Registrierung des SimPad im SimStore erfolgt die Verwaltung der SimStore-Inhalte für das SimPad und der Einkauf von Szenarien im SimStore über einen PC.



Synchronisieren von Inhalten aus dem SimStore

Weitere Informationen finden Sie unter www.mysimcenter.com.

Theme Editor

Der Theme Editor erstellt für das SimPad-System neue Lernfelder samt Status und Interventionen. Der Theme Editor kann über www.laerdal.com/themeeditor/ heruntergeladen und offline verwendet werden.




Der Theme Editor ist nur über den Internet Explorer abrufbar.

SimDesigner

Der SimDesigner erstellt für das SimPad-System neue Szenarien samt Status und Interventionen. Der SimDesigner kann über www.laerdal.com/SimPad heruntergeladen und offline verwendet werden.

Übertragung von Protokollen, Lernfeldern und Szenarien von und auf den PC

Verbinden Sie das SimPad über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC.



- Speichern Sie neue Szenarien im Szenarien-Ordner.
- Speichern Sie neue Lernfelder im Lernfeld-Ordner.
- Das Hochladen von Protokollen erfolgt über den Protokollordner.
- Um die SimPad-Verbindung sicher zu trennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das SimPad-Laufwerk und wählen Sie die Option "Auswerfen", bevor Sie das USB-Kabel abziehen.



Wenn das SimPad ausgeschaltet wurde, kann der Akku über die USB-Verbindung geladen werden.

Töne

Headset

Durch Anschließen eines Headsets lässt sich eine wechselseitige Kommunikation zwischen Bediener und Simulator herstellen.



= Vom Ausbilder zum Trainingsmodell

= Vom Trainingsmodell (separates Mikrofon) zum Ausbilder.



- Der Headset-Ausgang an der Link Box reproduziert den Ton für das Trainingsmodell. Der Ton lässt sich durch Anbringen zusätzlicher Lautsprecher rund um das Trainingsmodell optimieren.
- Einige Simulatoren verfügen über ein integriertes Mikrofon, sodass kein Link Box-Setup nötig ist.

Stimmgeräusche

Stimmgeräusche des Patientensimulators wie Weinen, Stöhnen usw. können direkt über das SimPad oder über Lernfelder und Szenarien aktiviert werden.

Weitere Informationen über Stimmgeräusche sowie das Erstellen benutzerdefinierter Stimmgeräusche finden Sie im Abschnitt Funktionen.

Sondertaste

Die Sondertaste kann in den Einstellungen im manuellen Modus oder im Automatikmodus konfiguriert werden, um die Eingabe über das Headset zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



Hinweis

Bei kabelloser Nutzung des Geräts kommt es zu einer kurzen Verzögerung in der Stimmübertragung.



Anschluss von zwei Lithium-Ionen-Akkus von Laerdal







Hier tippen, um Geräteinformationen anzuzeigen

Anschluss von zwei Lithium-Ionen-Akkus von Laerdal






Akkus aufladen

Die Akkus können über die Link Box im ausgeschalteten Zustand geladen werden, wenn die Link Box an den AC-Adapter angeschlossen ist.



Der AC-Adapter ist nur mit dem SimPad oder SimPad PLUS und der Link Box oder Link Box PLUS zu verwenden.

Weitere Informationen über das Aufladen der Akkus finden Sie in der Schnellanleitung.



- Den Lithium-Ionen-Akku von Laerdal ausschließlich für den genannten Verwendungszweck nutzen.
- Nur den mit dem Produkt gelieferten AC-Ladeadapter verwenden.
- Verwenden Sie den Akku nicht bei Temperaturen, die über den in diesem Benutzerhandbuch oder in den Wichtigen Produktinformationen ausgewiesenen Werten liegen.
- Nicht erhitzen oder verbrennen.
- Den Akku nicht guetschen oder brechen.
- Keinen Kurzschluss am Akkukontakt verursachen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Die Akkus sind unter Einhaltung der örtlichen Bestimmungen zu recyclen und zu entsorgen.

56

• Beschädigte oder undichte Lithium-lonen-Akkus nicht anfassen.

Die verfügbaren Rhythmen sowie Rhythmusparameter können je nach Simulator variieren.

Abrufbares EKG im SimPad-System

Basisrhythmen	Frequenzen Erwachsener und Kind	Frequenzen Säugling	Extra- systolen
Sinus	20–200	20–240	VES
WPW	20–200	20–240	VES R-auf-T Couplet-VES
Hyperkaliämie	20–200	20–240	PAC/PJC
Long-QT	20–200	20–240	
Ischämie	20–200	20–240	
Inferiorer AMI, ST-Hebung	20–200	20–240	
Linksschenkelblock (LSB)	20–200	20–240	
Rechtsschenkelblock (RSB)	20–200	20–240	
Atriale Tachykardie (Atach.)	140–260	90–320	
Supravent. Tachykardie (SVT)	140–260	90–320	
Vorhofflattern	75, 100, 150	75, 100, 150	
Vorhofflimmern (AFib.)	50–240	50-240	
Junktional	40–220	40–220	
1° AV-Block	20–135	20–135	VES VES R-auf-T Couplet-VES PAC/PJC
2° AV-Block Typ 1	3:2, 4:3, 5:4	3:2, 4:3, 5:4	
2° AV-Block Typ 2	4:3, 3:2, 2:1	4:3, 3:2, 2:1	
3° AV-Block	10–50	20–100	
Ventrikuläre Tachykardie (VT)	120–240	120–320	
Torsade de Pointes	180	180	
Idioventrikulär	10–100	14–100	
Kammerflimmern (VF)	0,1–1 mV	0,1–1 mV	
Asystolie			
Ventrikelstillstand			
Ventrikulärer Schrittmacher	50–150	50–150	

Blutdruck

Blutdruck						
Druckbereich	Systolisch: 0–300 mmHg/diastolisch: 0–200 mmHg					
Genauigkeit	+/- 4 mmHg					
Kalibrierung Der Drucksensor muss mit dem Blutdruckmesser abgeglichen werden. Siehe Einstellungsmenü.						
Puls						
Verfügbare Pulse	Karotis, Brachialis, Radialis und Nabelschnur (SimNewB) Es können nur 3 Pulse gleichzeitig getastet werden. (Leistungsbedingt.)					
Palpierter BD	Der Radialispuls wird bei systolischem BD abgeschaltet. Der Brachialispuls wird bei 20 mmHg abgeschaltet, um eine Geräuscherzeugung im Auskultationsbereich zu vermeiden.					
Standard	Erwachsene Kind Säugling Trainingsmodell Trainingsmodell Trainingsmodell					
Standardmäßige Blutdruckwerte (mmHg)	120/80	100/70	94/66 (SimPad) 60/40 (SimPad PLUS)			

Pulswerte für Erwachsene werden wie folgt automatisch an den Blutdruck angepasst:

Systolischer Blutdruck	Karotispuls	Radialis-/Brachialispuls
>= 88	Normal	Normal
< 88	Normal	Schwach
< 80	Normal	Ausbleibend
< 70	Schwach	Ausbleibend
< 60	Ausbleibend	Ausbleibend

Die Pulswerte für Säuglinge werden bei einem systolischen Blutdruck unter 10 mmHg automatisch auf "nicht tastbar" gestellt. Abgesehen davon sind die Säuglingspulse normal.

Pulswerte für Erwachsene werden wie folgt automatisch an den Blutdruck angepasst:

Systolischer Blutdruck	Karotispuls	Radialis-/Brachialispuls
>= 88	Normal	Normal
< 88	Normal	Schwach
< 80	Normal	Ausbleibend
< 70	Schwach	Ausbleibend
< 60	Ausbleibend	Ausbleibend

Herzgeräusche

Herzgeräusche werden mit dem EKG synchronisiert.

Herzgeräusche	Trainingsmodell Erwachsener	Trainingsmodell Kind	Trainingsmodell Säugling
Normal	•	•	•
Aortenstenose	•	•	•
Austin-Flint-Geräusch	•	•	•
Mitralklappenprolaps	•	•	
Systolisches Geräusch	•	•	•
Diastolisches Geräusch	•		
Friktionsreibung	•		
Öffnungston bei 70 ms	•		
Stillsches Herzgeräusch		•	•
Atriumseptumdefekt (ASD)		•	•
Ventrikelseptumdefekt (ASD)		•	•
Pulmonalstenose			•

Lungengeräusche

Die Lungengeräusche werden mit der Atemfrequenz synchronisiert, wobei zwischen 0 und 60 Atemzüge pro Minute einstellbar sind.

Lungengeräusche	Trainingsmodell Erwachsener	Trainingsmodell Kind	Trainingsmodell Säugling
Normal	•	•	•
Feines Knistern	•	•	•
Rauhes Knistern	•	•	•
Pneumonie	•	•	•
Pfeifende, keuchende Atmung	•	•	•
Stridor	•	•	•
Pleurareiben	•		
Rhonchus	•	•	•

Funktionen

Darmgeräusche

Darmgeräusche	Männlicher Erwachsener	Weibliche Erwachsene	Trainingsmodell Kind	Trainingsmodell Säugling
Normal	•	•	•	•
Borborygmus	•	•	•	•
Hyperaktiv	•	•	•	•
Hypoaktiv	•	•	•	•
Fetal Normal 140 BPM		•		
Fetal Brady 100 BPM		•		
Fetal Tachy 200 BPM		•		
Kein Geräusch	•	•	•	•

Stimmgeräusche

Die Stimmgeräusche sind an Alter und Geschlecht des Trainingsmodells angepasst.

Männliches Trainingsmodell	Weibliches Trainingsmodell	Trainingsmodell Kind	Trainingsmodell Säugling
Erbrechen	Erbrechen	Erbrechen	Schreien
Husten	Husten	Husten	Husten
Stöhnen	Stöhnen	Stöhnen	Inhalt
Kurzatmigkeit	Kurzatmigkeit	Kurzatmigkeit	Schluckauf
Schreien	Schreien	Schreien	Schreien
Ja	Ja	Ja	
Nein	Nein	Nein	

Die integrierten Stimmgeräusche können durch benutzerdefinierte Stimmen ersetzt werden. Das erforderliche Klangformat für benutzerdefinierte Klangdateien liegt im Rohdatenformat bei 16 KHz, 16 Bit, Little-Endian.

© 2016 Laerdal Medical AS. Alle Rechte vorbehalten.